


CRIO

GAMMA CRIOGENICA

MANIPOLAZIONI CRIOGENICHE

- Manipolazioni criogeniche in industria, farmacia, chimica, laboratorio
- Sabbatura industriale con ghiaccio secco



AET N°0072/011/162/07/19/0268 (IFTH LYON)

Conformità all'immersione in azoto liquido (metodo IFTH MR 019)

STANDARD (PER I DETTAGLI SI VEDA IL SITO WEB)
www.rostaing.com/normes-securite

TAGLIE

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSIZIONE

Palmo e dorso in pelle di vacchetta idrorepellente
Polsino in pelle di vacchetta
Membrana Porelle
Fodera in lana/cotone e feltro ISO AIR
Lunghezza totale 40 cm

MANUTENZIONE



IMBALLAGGIO

Sacchetto da 5 paia / Scatola da 20 paia



Resistenza al freddo criogenico

Composizione resistente agli spruzzi di azoto liquido a -196° C



Flangia regolabile



Longevità ottimizzata

Rinforzo sulle aree di usura



Impermeabilizzazione

La pelle impermeabile non si indurisce dopo l'asciugatura



Lunghezza del polsino 15 cm

CRYO

